

Ddx1 Rabbit Mab Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92499

Numero articolo: CM0010454



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-DDX1 validato per WB, IHC-P, IP, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Ideale per lo studio dei ruoli dell'elicasi RNA nella trascrizione, nella risposta antivirale e nella biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DDX1 Rabbit mAb
Note/Alias	DBP-RB; UKVH5d; DDX1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1653
GeneID	1653
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 441-740 del DDX1 umano (NP_004930.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92499
Peso proteico	82 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio