

Pab Di Coniglio Dimethyl-Histone H3-K14 (Q16695/P68431) Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000279



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la lisina 14 dimetilata dell'istone H3 umano (Q16695/P68431). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto e altre specie (previsto).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DiMethyl-Histone H3-K14 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K14
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico dimetilato intorno alla K14 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (gamma ampia prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio