

Anticorpo Policlonale Coniglio Dlat Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Bmf4

Numero articolo: CM0025726

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio DLAT contro la diidrolipoamide acetiltransferasi (PDC-E2) del topo. Validato in WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Per studi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Coniglio DLAT (pAb)
Note/Alias	DLTA; PDC-E2; 6332404G05Rik
Specie Target	Topo
GeneID (Umano)	1737
GeneID	235339
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 86-305 di DLAT di topo (NP_663589.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8BMF4
Peso Molecolare Proteina	68 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio