

Mab Di Coniglio Anti-Dmgdh Per Wb, If-P, Elisa - Q9Ui17

Numero articolo: CM0007563



introduzione

Il mAb di coniglio anti-DMGDH è un anticorpo monoclonale validato per WB, IF-P ed ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione della dimetilglicina deidrogenasi mitocondriale nel metabolismo della glicina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-DMGDH
Note/Alias	DMGDHD; ME2GLYDH
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	29958
ID del gene	29958
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 472-866 della DMGDH umana (NP_037523.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Ui17
Peso della proteina	45KD/97kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante con ghiaccio