

Ehd4 Rabbit Pab Per Wb Ed Elisa - Q9H223

Numero articolo: CM0014633

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EHD4/PAST4, validato per Western blot ed ELISA. Rileva EHD4 umano e murino (~61 kDa). EHD4 svolge un ruolo nel trasporto endosomiale precoce e nell'angiogenesi, con rilevanza per la ricerca oncologica e cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EHD4 Rabbit pAb
Note/Alias	PAST4; EHD4
Specie	Uomo
ID del gene	30844
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 362-541 di EHD4 umano (NP_644670.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9H223
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante