


Anticorpo Policlonale Coniglio Eif3H Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O15372

Numero articolo: CM0014989



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro EIF3H (eIF3-p40), validato per WB, IP, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per lo studio dell'inizio della traduzione e della sintesi proteica. - O15372

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EIF3H pAb coniglio
Osservazioni/Alias	EIF3S3; eIF3-p40; eIF3-gamma; EIF3H
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8667
GeneID	8667
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-340 di EIF3H umano (NP_003747.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15372
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio