

Fgf14 Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q92915

Numero articolo: CM0030704

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore 14 di crescita dei fibroblasti umano (FGF14), validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare lo sviluppo e la funzione del sistema nervoso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FGF14 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	FHF4; NYS4; FHF-4; SCA27; FGF-14; SCA27A; SCA27B; FGF14
Specie	Umana
ID gene (Umano)	2259
ID gene	2259
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-252 della FGF14 umana (NP_787125.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92915
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio