

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fhl1 Per Wb Ed Elisa - Q13642

Numero articolo: CM0024864



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio riconosce la proteina 1 con quattro domini LIM e mezzo (FHL1/SLIM), un regolatore dello sviluppo muscolare. Convalidato in WB ed ELISA, presenta reattività crociata con il topo, rendendolo adatto per studi sul muscolo scheletrico e sull'ipertrofia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio FHL1
Note/Alias	KYOT; SLIM; FCMSU; FHL-1; FHL1A; FHL1B; FLH1A; SLIM1; XMPMA; RBMX1A; RBMX1B; SLIM-1; SLIMMER; FHL1
Specie	Umano
GeneID	2273
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-296 di FHL1 umano (NP_001153171.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q13642
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio