


Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Glutathione Peroxidase 2 Per Wb E Elisa - P18283

Numero articolo: CM0002308



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Glutathione Peroxidase 2 (GPX2) umana, validato per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio dell'omeostasi redox cellulare, della funzione perossidasi gastrointestinale e la ricerca sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Glutathione Peroxidase 2 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	GPRP; GPx-2; GI-GPx; GPRP-2; GPx-GI; GSHPx-2; GSHPx-GI; Glutathione Peroxidase 2
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	2877
ID gene	2877
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-174 della Glutathione Peroxidase 2 umana (NP_002074.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P18283
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio