

Anticorpo Policlonale Gnas Coniglio Pab Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

Numero articolo: CM0024914

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GNAS, adatto per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Essenziale per studi sulla segnalazione correlata a GNAS e sulla funzione neuroendocrina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GNAS Rabbit pAb
Note/Alias	AHO; GSA; GSP; POH; GPSA; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2778
GenelD	2778
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95467/P63092/P84996/Q5JWF2
Peso Proteico	28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio