

Anticorpo Policlonale Gns Per Coniglio Per Wb E Elisa - P15586

Numero articolo: CM0025365

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GNS umano (N-acetilglucosamina-6-sulfatasi), convalidato per applicazioni WB e ELISA. Reagisce con essere umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla glicobiologia e le malattie da accumulo lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNS Rabbit pAb
Note/Alias	G6S; GNS
Specie	Umano
ID gene (Umano)	2799
ID gene	2799
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 293-552 della GNS umana (NP_002067.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15586
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio