

Anticorpo Policlonale Coniglio Hdac6 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Z2V5

Numero articolo: CM0027894

introduzione

Anticorpo policlonale anti-HDAC6 di coniglio per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva HDAC6 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sulla deacetilazione della tubulina, sull'autofagia e sulle vie degli aggregosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Coniglio HDAC6
Note/Alias	Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2
Specie	Topo
GenelD (Umano)	10013
GenelD	15185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 836-1037 di HDAC6 di topo (NP_001123888.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Z2V5
Peso Proteico	126kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio