


Anticorpo Monoclonale Hibch Per Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Nvy1

Numero articolo: CM0012035



introduzione

Anticorpo monoclonale HIBCH per coniglio validato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Rileva la 3-idrossisobutiril-CoA idrolasi mitocondriale di 43 kDa; ideale per la ricerca sul catabolismo della valina e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HIBCH mAb di coniglio
Note / Alias	HIBYLCOAH
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	26275
ID gene	26275
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-330 della HIBCH umana (NP_055177.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6NVY1
Peso proteico	43 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco