

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Hla-Drb1 Per Wb E Elisa - P01911 / P01912 / Q29974

Numero articolo: CM0030315



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio HLA-DRB1 di alta qualità per applicazioni Western blot e ELISA. Rileva la catena beta MHC di classe II umana e di topo (30 kDa). Ideale per la ricerca immunologica sulla presentazione antigenica e le risposte dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	HLA-DRB1 Rabbit pAb
Note/Alias	SS1; DRB1; HLA-DRB; HLA-DR1B; HLA-DRB1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3123
GeneID	3123
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-230 di HLA-DRB1 umano (NP_002115.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P01911 / P01912 / Q29974
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Ghiaccio secco