

Anticorpo Policlonale Coniglio Irak2 Per Wb, Elisa - 043187

Numero articolo: CM0028839



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio IRAK2 validato per Western blot (WB) e ELISA. Reagisce con IRAK2 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione IL-1 e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio IRAK2
Note/Alias	IRAK-2; IRAK2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3656
GeneID	3656
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di IRAK2 umano (NP_001561.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43187
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio