

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Specifico Per Poliubiquitina A Legame K33 Per Wb, Db, Elisa

Numero articolo: CM0000043

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per il legame K33 che riconosce le catene di poliubiquitina. Adatto per Western Blot, Dot Blot ed ELISA; reagisce in modo incrociato con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Specifico per Poliubiquitina a Legame K33
GeneID (Umano)	7314
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi Modificati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
Spedizione	Sacca di ghiaccio