

Anticorpo Policlonale Coniglio Specifico Per Poliubiquitina A Legame K63 Per Applicazioni Dot Blot Ed Elisa

Numero articolo: CM0000059

introduzione

Questo anticorpo policlonale coniglio si lega specificamente a proteine poliubiquitinate a legame K63, adatto per dot blot ed ELISA. Si prevede che cross-reagisca ampiamente con umano, topo, ratto e altre specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	K63-linkage Specific Polyubiquitin Rabbit pAb
GeneID (Umano)	7314
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente proteina poliubiquitinata (legame K63)
Fonte	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio intervallo previsto)
Spedizione	Borsa del ghiaccio