


Anticorpo Policlonale Kcnc1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P48547

Numero articolo: CM0025424



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KCNC1 convalidato per WB e ELISA, con ampia reattività tra uomo, topo e ratto. Rileva il canale del potassio voltaggio-dipendente KCNC1 (Kv3.1), fondamentale per la rapida ripolarizzazione dei neuroni cerebrali ad alta frequenza di scarica. Adatto per la ricerca in neuroscienza e sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCNC1 Rabbit pAb
Note/Alias	KV4; EPM7; NGK2; KV3.1; KCNC1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3746
GeneID	3746
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina KCNC1 umana (NP_004967.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P48547
Peso proteico	58 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio