


## [Convalidato Kd] Anti-Egfr Rabbit Polymab® Per Wb, If/Icc, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0005827



### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-EGFR [Convalidato KD] per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con EGFR umano, un recettore tirosin-chinasico chiave coinvolto nel cancro e nella trasduzione del segnale. Ideale per la ricerca oncologica e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | [Convalidato KD] EGFR Rabbit PolymAb®                                                      |
| Note/Alias            | EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; recettore del fattore di crescita epidermico |
| Specie                | Umano                                                                                      |
| ID Gene (Umano)       | 1956                                                                                       |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante di EGFR umano                                                        |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                   |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                      |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                          |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                      |
| SWISS                 | P00533                                                                                     |
| Peso Proteico         | 44kDa/69kDa/77kDa/134kDa                                                                   |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                         |