


[Kd Convalidato] Anticorpo Monoclonale Anti-Isg15 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P05161

Numero articolo: CM0006322



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD che mira all'ISG15 umano, una proteina simile all'ubiquitina coinvolta nell'immunità antivirale innata. Convalidato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle malattie infettive e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Convalidato] mAb ISG15 di Coniglio
Note/Alias	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [KD Convalidato] ISG15
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9636
GeneID	9636
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 dell'ISG15 umano (NP_005092.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05161
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio