


[Validato Kd] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lc3B Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Gzq8

Numero articolo: CM0026319



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-LC3B validato KD di CamelBio. Progettato per Western blot, immunofluorescenza, immunochimica ed ELISA. Reagisce con LC3B umano, murino e ratto. Uno strumento fondamentale per lo studio delle vie dell'autofagia e mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KD] LC3B coniglio pAb
Osservazioni/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	81631
GeneID	81631
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di LC3B umano (NP_073729.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9GZQ8
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio