

[Validato Kd] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Srebf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Wtn3

Numero articolo: CM0012129

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KD che bersaglia SREBF1, adatto per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce SREBF1 umano e di topo, un fattore di trascrizione chiave che regola la biosintesi del colesterolo e il metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KD] SREBF1 Rabbit mAb
Note/Alias	ADD1; SREBP1; bHLHd1
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	6720
ID gene (Topo)	20787
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di SREBP1 di topo (NP_035610.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9WTN3
Peso proteico	120 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio