

[Convalidato Kd] Anticorpo Monoclonale Anti-Timidilato Sintasi Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04818

Numero articolo: CM0006205



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante coniglio contro la timidilato sintasi (TYMS) convalidato, un enzima chiave nella biosintesi dei nucleotidi. Adatto per WB, IHC-P, ELISA; reattività umana. Per la ricerca sul cancro e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] Timidilato sintasi Rabbit mAb
Note/Alias	TS; TMS; DKCD; HST422
Specie	Uomo
ID gene	7298
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-313 della Timidilato sintasi umana (NP_001062.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P04818
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio