

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Klf17 Per Wb Ed Elisa - Q5Jt82

Numero articolo: CM0015180

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KLF17 umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Adatto per studi sulla regolazione trascrizionale, transizione epiteliale-mesenchimale e biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KLF17 pAb di Coniglio
Note/Alias	ZLF393; ZNF393; Zfp393; KLF17
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	128209
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-389 di KLF17 umano (NP_775755.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q5JT82
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio