

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ajuba Per Wb, Elisa - Q96If1

Numero articolo: CM0023880

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Ajuba umano, convalidato tramite knockout. Adatto per WB ed ELISA; cross-reagisce con umano e ratto. Per la ricerca sull'adesione cellulare, la trasduzione del segnale e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] Ajuba pAb coniglio
Note/Alias	JUB; ba
Specie	Umano
Gene ID	84962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 201-290 di Ajuba umano (NP_116265.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross reattività	Umano, Ratto
SWISS	Q96IF1
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio