

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cetn2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P41208

Numero articolo: CM0026721



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting CETN2/Centrin-2, convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Essenziale per studi sulla duplicazione del centrosoma, riparazione del DNA ed esportazione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] CETN2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CALT; CEN2; N2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1069
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-172 del CETN2 umano (NP_004335.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P41208
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio