


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Ko Validato Contro Citokeratina 8/Krt8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05787

Numero articolo: CM0009462



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato per KO contro la Citokeratina 8/KRT8 umana. Adatto per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e ratto. Per la ricerca in biologia epiteliale e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] Citokeratina 8/KRT8 Rabbit mAb
Note/Alias	K8; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3856
GeneID	3856
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 341-440 della Citokeratina 8/KRT8 umana (NP_002264.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P05787
Peso proteico	54 kDa/56 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco