


[KO Validato] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Esd Per Wb Ed Elisa - P10768

Numero articolo: CM0023032



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO che riconosce l'ESD umano (S-formilglutamine idrolasi, esterasi D). Reagisce in modo crociato con il topo, supporta WB ed ELISA per la ricerca sul metabolismo della formaldeide, ideale per studiare le vie di detossificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] ESD Rabbit pAb
Note/Alias	FGH; SD
Specie	Umano
ID Gene	2098
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-282 dell'ESD umano (NP_001975.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P10768
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio