

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gata3 Per Wb E Elisa - P23771

Numero articolo: CM0019880



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GATA3 umano, convalidato tramite knockout. Adatto per WB e ELISA; reagisce trasversalmente con topo e ratto. Per lo studio della funzione del fattore di trascrizione delle cellule T nella differenziazione Th2 e nella risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] GATA3 Rabbit pAb
Note/Alias	HDR; HDRS; A3
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	2625
ID Gene	2625
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di GATA3 umano (NP_001002295.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23771
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio