

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Her2/ErbB2 Per Wb, Elisa - P04626

Numero articolo: CM0019307



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HER2/ErbB2 [Convalidato KO] di alta qualità, convalidato per Western blot (WB) e ELISA. Prende di mira HER2/ErbB2 umano, una tirosin-chinasi recettoriale overespressa in molti tipi di cancro. Ideale per la ricerca oncologica e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] HER2/ErbB2 Rabbit pAb
Note/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); B2
Specie	Umana
GeneID	2064
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1156-1255 di HER2/ErbB2 umano (NP_004439.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P04626
Peso proteico	138 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio