


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Ing5 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8WYh8

Numero articolo: CM0029343



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ING5 umano, convalidato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'acetilazione della cromatina, il ciclo cellulare e l'apoptosi. Reagisce in modo incrociato con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] ING5 pAb di Coniglio
Note/Alias	p28ING5; G5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84289
GeneID	84289
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di ING5 umano (NP_115705.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8WYH8
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio