

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ipo4 Per Wb, Elisa - Q8Tex9

Numero articolo: CM0019615



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO mirato all'importina-4 umana (IPO4) per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Reagente chiave per lo studio del trasporto nucleare di istoni, VDR e proteine virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] IPO4 pAb di coniglio
Note/Alias	Imp4; O4
Specie	Umana
GeneID	79711 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 728-1081 dell'IPO4 umano (NP_078934.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TEX9
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio