


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lattato Deidrogenasi B/Ldh-B Validato Ko Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07195

Numero articolo: CM0008552



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-lattato deidrogenasi B/LDH-B validato KO per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla glicolisi nel muscolo cardiaco. Fornito da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-lattato deidrogenasi B/LDH-B [validato KO]
Note/alias	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281
Specie	Uomo
ID del gene	3945
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-93 della LDHB umana (NP_002291.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P07195
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante