

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lamp2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13473

Numero articolo: CM0003230



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LAMP2 convalidato KO per WB, IHC-P, ELISA. Rileva LAMP2 umano, murino, di ratto. Adatto per la ricerca sull'autofagia, la biogenesi dei lisosomi e la malattia di Danon. UniProt P13473.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LAMP2
Note/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
Specie	Umano
GeneID (umano)	3920
GeneID	3920
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 311-410 di LAMP2 umano (P13473).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13473
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio