


[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ldha Per Wb, If/Icc, Elisa - P00338

Numero articolo: CM0003520



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO contro LDHA umano (P00338). Convalidato per Western blot, immunofluorescenza/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con LDHA umano, murino e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	[Convalidato KO] LDHA Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; HA
Specie	Umano
GeneID	3939
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di LDHA umano (P00338)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00338
Peso Proteico	26-39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio