

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lrrc59 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ag4

Numero articolo: CM0013582

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LRRC59 umano, convalidato in modelli knockout. Adatto per Western blot, IHC-P e ELISA. Ha reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studiare l'importazione nucleare di FGF1 e la biologia del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] LRRC59 Rabbit pAb
Note/Alias	p34; PRO1855; 59
Specie	Uomo
GeneID (umano)	55379
GeneID	55379
Immunogeno	Proteina ricombinante - Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-244 di LRRC59 umano (NP_060979.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96AG4
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio