

Anticorpo Monoclonale Anti-Src Convalidato Ko Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P12931

Numero articolo: CM0003352



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO targeting Src umano (c-Src). Adatto per Western blot, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reagisce con Src di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione di Src, il cancro e gli osteoclasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] Src Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; rc
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6714
GeneID	6714
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Src umano (P12931).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12931
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio