


## [Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Trim25 Per Wb, Elisa - Q14258

Numero articolo: CM0012371



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TRIM25 umano (EFP, RNF147), convalidato KO per Western blot ed ELISA. Bersaglia la ligasi E3 ubiquitina/ISG15 coinvolta nell'immunità innata e nella difesa antivirale. - Q14258

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | [Convalidato KO] mAb di coniglio anti-TRIM25                                       |
| Note/Alias          | EFP; Z147; RNF147; ZNF147; 25                                                      |
| Specie              | Umano                                                                              |
| GeneID              | 7706                                                                               |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 100-200 di TRIM25 umano (Q14258) |
| Fonte               | Coniglio                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                              |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                          |
| Reattività crociata | Umano                                                                              |
| SWISS               | Q14258                                                                             |
| Peso proteico       | 71kDa                                                                              |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                 |