

[Validato Con Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gbp2 Per Wb Ed Elisa - P32456

Numero articolo: CM0023524



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GBP2 umano, validato con KO, per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'immunità innata, bersaglia una GTPasi indotta da interferone di 67kDa (P32456).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato con KO] Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-GBP2
Note/Alias	GBP2; P2
Specie	Umano
GeneID (umano)	2634
GeneID	2634
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P32456
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio