

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Hk1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19367

Numero articolo: CM0018250



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'esochinasi-1 umana (HK1), convalidato KO per Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla glicolisi, funzione mitocondriale e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo policlonale anti-HK1 di coniglio
Note/Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; esochinasi; K1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3098
GeneID	3098
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-219 di HK1 umana (NP_000179.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19367
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio