

Lumican (Lum) Pab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P51884

Numero articolo: CM0027355

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Lumican (LUM) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Specifico per lumican umano, di topo e ratto. Immunogeno ricombinante. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare e sulla cornea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Lumican (LUM) pAb di coniglio
Note/Alias	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4060
GeneID	4060
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51884
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio