

Anticorpo Monoclonale Coniugato Ly-6G Rabbit Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35461

Numero articolo: CM0007191

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato Ly-6G Rabbit ad alte prestazioni per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Validato su topo, mirato all'antigene linfocitario 6G (P35461) da 14 kDa per la ricerca sul midollo osseo e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ly-6G Rabbit mAb
Note/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Specie	Topo
GeneID	546644
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-105 di Ly-6G di topo (NP_001297367.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P35461
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio