


Anticorpo Policlonale Coniglio Mavs Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Z434

Numero articolo: CM0027543



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MAVS (IPS1/VISA/CARDIF) convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sull'immunità innata e la trasduzione del segnale antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAVS Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	IPS1; VISA; IPS-1; CARDIF; MAVS
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	57506
GeneID	57506
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della MAVS umana (NP_065797.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z434
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio