

Anticorpo Policlonale Coniglio Metrnl Per Wb, Elisa - Q641Q3

Numero articolo: CM0021953

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio direzionato contro la proteina simile a Meteorina (METRNL). Validato per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Riconosce METRNL umano e murino. Ideale per la ricerca sul dispendio energetico, l'imbiondimento del tessuto adiposo e la regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	METRNL Rabbit pAb
Specie	Topo
ID genico	284207
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 179-311 della METRNL murina. (NP_001004431.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q641Q3
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio