

Anticorpo Policlonale Coniglio Mical1 Per Wb, Elisa - Q8Tdz2

Numero articolo: CM0015829



introduzione

MICAL1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB ed ELISA, mirato a MICAL1 umano e murino, una monoossigenasi che regola la dinamica dell'actina e l'apoptosi. Adatto per la ricerca sul citoscheletro e la neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MICAL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MICAL; NICAL; MICAL-1; MICAL1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	64780
Gene ID	64780
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 718-1067 di MICAL1 umano (NP_073602.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q8TDZ2
Peso proteico	118kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio