

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Monomethyl-Histone H3-R17 (Q16695/P68431) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000409



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'arginina 17 monometilata dell'istone H3 umano (Q16695/P68431). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con Umano, Topo, Ratto e altre specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio MonoMethyl-Histone H3-R17
Note/Alias	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3Fj; H3C10; H3C11; HIST1H3J; MonoMethyl-Histone H3-R17
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio