

Anticorpo Policlonale Coniglio Mphosph6 Per Wb, Elisa - Q99547

Numero articolo: CM0014413



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro MPHOSPH6 (MPP6) umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce MPHOSPH6 umano, murino e ratto. Utile per lo studio della funzione dell'esosoma RNA e della elaborazione rRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MPHOSPH6 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	MPP; MPP6; MPP-6; MPHOSPH6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10200
GeneID	10200
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-160 di MPHOSPH6 umano (NP_005783.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q99547
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio