

Myod1 Pab Di Coniglio Per Wb E Elisa - P15172

Numero articolo: CM0016729

introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio MyoD1 diretto contro la MyoD1 umana (SWISS: P15172) garantisce una rilevazione affidabile in WB e ELISA con reattività crociata verso il topo, a supporto della ricerca sulla differenziazione muscolare e la miogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MyoD1 pAb di coniglio
Note/Alias	PUM; MYF3; MYOD; CMYP17; bHLHc1; MYODRIF; MyoD1
Specie	Umana
ID gene (umano)	4654
ID gene	4654
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 226-300 della MyoD1 umana (NP_002469.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P15172
Peso proteico	35 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio