

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Napsa Per Wb, If-P, Elisa - 096009

Numero articolo: CM0026045

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio NAPSA di alta qualità validato per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studiare la funzione della napsina-A nell'elaborazione del surfattante dei pneumociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NAPSA Rabbit pAb
Note/Alias	KAP; Kdap; NAP1; NAPA; SNAPA; NAPSA
Specie	Umano
GeneID	9476
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 321-420 di NAPSA umana (NP_004842.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	096009
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio