

Anticorpo Policlonale Ncapd2 Per Wb Ed Elisa - Q15021

Numero articolo: CM0022552

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio NCAPD2 validato per applicazioni WB ed ELISA, con reattività su campioni umani, di topo e di ratto. Subunità 1 del complesso condensina, essenziale per la ricerca sulla condensazione cromosomica e la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCAPD2 Rabbit pAb
Note/Alias	CNAP1; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2; NCAPD2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9918
ID Gene	9918
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1250-1350 di NCAPD2 umano (NP_055680.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB,ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15021
Peso Proteico	157kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio